



Merci de l'envoyer à l'adresse suivante :
manniez.debora@gmail.com

BON DE COMMANDE - COLLIERS



Nom : _____

Adresse : _____

Email : _____

Date : _____ / _____ / _____

Tél. : _____

Remarque :

- Le nombre de couleurs est noté sur la page n°2. Veillez à bien mettre le bon nombre de couleur selon le modèle de colliers.
- Un guide pour mesurer la taille du cou de votre chien est en page n°3.
- Si vous souhaitez un médaillon personnalisé, merci de demander un bon de commande - Médailles

MODÈLE	TOUR DE COU (CM)	COULEURS	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE

Méthode de paiement : ☐ Espèce ☐ Cb

Moyen de Livraison : _____

Notes : _____

Total : _____

Date : _____ à : _____

Signature : _____

Conditions générales :

- Toutes les ventes sont définitives.
- Le paiement intégral est requis avant le traitement de la commande.
- Des frais de livraison peuvent s'appliquer.
- Chaque accessoire est garantie 3 mois



Merci de l'envoyer à l'adresse suivante :
manniez.debora@gmail.com

ANNEXE N°1 : MODÈLES ET COULEURS



MODÈLE	NOMBRE DE COULEURS
Modèle floral	2 couleurs à choisir
Modèle Twist	2 couleurs à choisir
Modèle Aris	3 couleurs à choisir
Modèle Aura	3 couleurs à choisir

Couleurs disponibles :

- Rouge foncé
- Bordeaux
- Rouge
- Rouge pailleté

- Orange
- Orange néon
- Orange-jaune
- Orange pailleté

- Jaune foncé
- Jaune
- Jaune néon
- Jaune pailleté

- Vert foncé
- Vert Sapin
- Vert clair
- Vert herbe
- Vert pailleté

- Bleu foncé
- Bleu clair
- Bleu pastel
- Bleu pailleté

- Violet foncé
- Violet lavande
- Violet clair

- Rose foncé
- Rose clair
- Rose pastel
- Rose pailleté

- Noir
- Blanc

**Option possible ! → Une corde qui réfléchit dans le noir de la couleur que vous souhaitez !
(remplace une des cordes du modèle choisi) + 5€ par rapport au prix du modèle**

Cf colonne tableau

Modèles disponibles :



Modèle floral - 20€



Modèle Aris - 25€



Modèle Twist - 15€



Modèle Aura - 20€



ANNEXE N°2 : PRENDRE LA TOUR DE COU



Vous trouverez ci-dessous un plan étape par étape pour mesurer le cou d'un chien. Munissez vous d'un mètre souple.

- **1. Mesurer le cou à l'endroit où le collier sera naturellement positionné**

Les cous des chiens peuvent être très différents les uns des autres. Vous mesurez spécifiquement pour ce chien l'endroit où son collier restera naturellement en place sans que le collier ne gêne sa respiration ou ses mouvements.

- **2. Mesurer lorsque le chien est assis**

Vous obtenez des résultats de mesure différents en fonction de la position du chien. Nous recommandons de faire asseoir le chien pendant la mesure, car cette position est entre la position debout et la position couchée. Debout, le chien peut également bouger davantage, ce qui peut rendre la mesure plus difficile.

- **3. Utilisez un ruban de mesure souple et fin**

Vous pouvez également utiliser de la ficelle et une règle ou un mètre à ruban non flexible. Cependant, il est difficile de mesurer une surface ronde et irrégulière telle qu'un cou avec ces outils, ce qui augmente le risque de mesures incorrectes. Veillez à être très précis lorsque vous utilisez de tels outils au lieu d'un ruban.

- **4. Assurez-vous que le ruban de mesure touche la peau de près, mais qu'il peut glisser.**

Vous serrez le ruban de mesure de façon à ce qu'il soit en contact avec la peau du cou. Assurez-vous que le ruban soit suffisamment lâche pour qu'il puisse coulisser sans effort sur la peau. Avec un chien avec beaucoup de poils, c'est un peu plus difficile qu'avec un chien avec peu de poils.

- **5. Lisez alors la valeur correcte**

Vous pouvez, éventuellement, comparer cette valeur avec le collier d'origine. Mais attention à la façon dont vous mesurez : la longueur lorsque le col est droit et la circonférence du col sont des longueurs différentes. Lisez ici comment vous pouvez mesurer au mieux un collier pour chien.